

## Produktinformation

### SATZ melipul Mahlzeiten-Tablett 36, mit Mehrweg-Becher

Artikel-Nr.: 01633600

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



#### Beschreibung

für 36 Bewohner, kompletter Satz melipul Becher-Tablets zur Organisation und Ausgabe der Bewohnermedikamente, bestehend aus: 3 Becher-Tablets 36x1-43, je 1x für MORGEN / MITTAG / ABEND, 2 Becher-Tablet 16x1-26 für NÜCHTERN / NACHT, 1 Stapeldeckel 26 und 1 Stapeldeckel 43, mit Tablett-Einsätzen, Beschriftungsfolien, Folienstift und Mehrwegbechern in den Farben: Nüchtern = braun, Morgen = gelb, Mittag = rot, Abend = blau, Nacht = grün  
Maße: L 433 x B 253 x H 345 mm

#### Material

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Polycarbonat (PC)      | Tablett, Tablett-Einsatz, Stapeldeckel |
| Polypropylen (PP)      | Medikamentenbecher                     |
| Polyvinylchlorid (PVC) | Beschriftungsfolie                     |

#### Gewicht

|       |         |
|-------|---------|
| Stück | 4,23 kg |
|-------|---------|

#### Barcodes GTIN / EAN

|       |               |
|-------|---------------|
| Stück | 4251125702768 |
|-------|---------------|

#### Abmessungen L x B x H

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Stück | 433 x 253 x 345 mm |
|-------|--------------------|

#### Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 140° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

PVC: Manuelle Reinigung und Desinfektion empfohlen.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.