

PROTECT

Sicherheits-Pen-Nadel

Die alphacheck PROTECT Sicherheits-Pen-Nadel weist sofort nach dem Injektionsvorgang beim Rückziehen des Insulinpens eine automatische Verriegelung vor.



Sicherheits-Pen-Nadel 30G x 5 mm
PZN: 17197981



Sicherheits-Pen-Nadel 30G x 8 mm
PZN: 17197998



Unterstützt die Erfüllung der Richtlinie 2010/32/EU §4, Art. 7¹ und Artikel 4.2.5, Ziffer 4 der TRBA 250².

Passend für alle gängigen Pens für die Diabetestherapie:	Sanofi Aventis	ClikSTAR, SoloSTAR, JuniorSTAR
	Lilly	KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura HD, HumaPen Luxura, HumaPen Sawvio, HumaPen Ergo II, Humalog Pen
EN ISO 11608-2	Novo Nordisk	FlexTouch, NovoPen 3&4&5, Innolet, FlexPen, Victoza, NovoPen Echo
	Owen Mumford	Autopen Classic, Autopen Junior
	Berlin Chemie	BerliPen Areo, BerliPen Junior
	Pendiq	Pendiq 2.0

Quelle 1: Richtlinie 2010/32/EU des Rates – Vermeidung von Verletzungen durch scharfe und spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor.
Quelle 2: Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, (TRBA 250), 2014
Quelle 3: Daten aus der LAUER-TAXE Online 4.0 / ABDA-Stamm